

＼お使いの消毒スタンドでこんなお悩みありませんか？／

車イスの方や小さい
お子様の検温の際に
職員の対応が必要…

検温も消毒も
非接触で済ませたい…

温度測定に時間や
人手をかけたくない…

導入コストが気になる…
経費を抑えたい…

そんなお悩みを解決します！

抱っこ無しでも
自分で検温と
消毒ができる！

車イスに乗ったまま
検温と消毒ができる！

お子様や 車イスの方に やさしい

検温付き消毒スタンドMD

使い易い高さ調節

高さ調節が5段階で可能ですので(94~134cm)、背の低い方や車イスの方にも優しい設計です。

どこでも置ける

コードレスで使用するので場所を選びません(モノ・マガジンの防災特集で避難所に最適と紹介されました)

非接触測定

0.3~1m離れたところでも約1秒で検温するので混み合う心配がありません。

衛生面

装置全体が抗菌コーティングされているため、掃除が楽です。

コスト

検温に特化しているのでコストが抑えられます。

持ち運びしやすい

キャスターが付いているので女性や力の弱い方でも簡単に移動が可能です。

大容量タンク

1000mlの大容量タンクを搭載し、1回の補充で約1000回噴射が可能です。

アラーム機能

基準温度を超えた場合、音声とランプで通知します。

■販売価格


オープン価格

■品名 検温付き消毒スタンドMD(イエロー・ブラック) □製品寸法 W390xD390xH940~1340mm □製品質量 /10kg □使用環境温度 /10~35℃
 【検温部】 □測定範囲 0~42.9℃ □測定時間:1秒 □測定距離:0.3~1m □測定精度 /±0.3℃
 【消毒液ディスペンサー部】 □感知方法 / 赤外線反射式 □タンク容量 /1000ml □消毒液 / 手用消毒液または医療用消毒アルコール □感知距離 /3~10cm
 【スタンド本体】 □材質 / スチール □色 / 上本体:イエロー・ブラック、下本体:シルバー(共通) □高さ変更方法 / 上本体の下端を下本体の所定のスリットに挿入し、ネジ2本で固定する。
 【付属品】 モバイルバッテリー1個(検温専用)、単三乾電池4本(消毒液ディスペンサー専用)

■販売代理店

株式会社 シゲル・コーポレイション

ULTRA ANTIAGING RENOVATION WORK
 建物超寿命化支援企業
SHIGERU



CORPORATION

本 社

〒951-8003
 新潟市中央区雲雀町32番地
 TEL(025)228-0351代
 FAX(025)229-5983

長岡営業所

〒940-2117
 長岡市石動南町22番地8
 TEL(0258)47-2500代
 FAX(0258)47-2501

当社ホームページ
 QRコード



■製造元

株式会社 皆川製作所

TEL.0256-52-1436
 FAX.0256-53-2346

〒959-1327 新潟県加茂市千刈2-6-27
 HP / <https://minagawa-ss.com>

お問合せ(受付時間8:30~17:20)
 担当: 美川、中山



バッテリー駆動だから



災害時に大活躍!!!

検温付消毒スタンドMD

(株式会社皆川製作所製)

もちろん平常時にも

メイド・イン・新潟

バッテリー駆動

軽量・移動が楽

非接触で
検温・消毒

高さ調節が可能

0.3m~1mの位置で
約1秒で検温

抗菌コート加工



●避難所に

●保育園に

●幼稚園に

●学校に

●福祉施設に

●医療施設に



お子様や
車椅子の方にも
やさしい検温付
消毒スタンドです